




salus

Cestino per la raccolta differenziata di farmaci scaduti, pile e bombolette spray esaurite, costruito mediante la sagomatura di particolari in lamiera tagliata al laser e rinforzata da un telaio in tubo quadro 20x20. Il fondo del cestino, anch'esso ottenuto dal taglio al laser è in lamiera 20/10 con due fori centrali che ne permettono il fissaggio al suolo. I fianchi laterali e la lamiera di fondo sono sp. 15/10. Nella parte superiore il contenitore è dotato di uno sportello apribile a forma di "L" realizzato in lamiera 15/10 completo di maniglia che permette in fase di apertura l'inserimento del rifiuto e una volta chiuso lo scarico nel sacco interno al contenitore sostenuto dal reggi-sacco perimetrale. L'estrazione e la sostituzione del sacco portarifiuti avviene mediante l'apertura della porta frontale fornita di serratura di bloccaggio. Tutti i particolari sono zincati e verniciati a polveri poliestere termoindurenti. Si può dotare di base in cemento o di 2 ruote nella parte anteriore per facilitare lo spostamento.



salus



cestini